

Spitzen Sartorius 10 µl

Länge Spitze = 31.5 mm



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 674001 | Sartorius

42,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück