

Spitzen Sartorius 350 µl

Länge Spitze = 54 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674035 | Sartorius

79,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 350 µl
Pipettenspitzen Linie: Sartorius
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Alternative für 674031