

Spitzen Sartorius 350 µl, steril

Länge Spitze = 54 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674038 | Sartorius

96,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 350 µl
Pipettenspitzen Linie: Sartorius
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück