

Spitzen Sartorius 1200 µl

Länge Spitze = 90 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674085 | Sartorius

104,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück