

## Spitzen Sartorius 1200 µl, steril

Länge Spitze = 90 mm  
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 674088 | Sartorius

**133,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück