

Spitzen Sartorius 5 ml

Länge Spitze = 150 mm



Beutel à 100 Stück
Artikel-Nr.: 674091 | Sartorius

18,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 100 Stück