

Spitzen Sartorius 5 ml, steril

Länge Spitze = 150 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Rack à 50 Stück
Artikel-Nr.: 674098 | Sartorius

25,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: lang
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 5000 µl
Pipettenspitzen Linie: Sartorius
Sterilität: steril
Verpackung: 1 Rack à 50 Stück