

## PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Cutable  
DNA-, DNase-, RNasefrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Beutel à 120 SoftStrips  
Artikel-Nr.: 710970 | Biozym

**83,90 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig  
**Eigenschaften:** Cutable  
**Farbe:** farblos  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Classic Line  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** 1 Beutel à 120 SoftStrips  
**Volumen:** 0.2 ml

Biozym SoftTubes und SoftStrips bieten für die PCR und das Cycle-Sequencing die Möglichkeit, die Eigenschaften von modernen Hochleistungscyclern optimal auszunutzen. Alle SoftTubes und SoftStrips sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und frei von DNA, DNase und RNase. Sie sind extrem dünnwandig bei dennoch hoher mechanischer Stabilität.