

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Cutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710970 | Biozym

64,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Eigenschaften: Cutable
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips
Volumen: 0.2 ml

Biozym SoftTubes und SoftStrips bieten für die PCR und das Cycle-Sequencing die Möglichkeit, die Eigenschaften von modernen Hochleistungscyclern optimal auszunutzen. Alle SoftTubes und SoftStrips sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und frei von DNA, DNase und RNase. Sie sind extrem dünnwandig bei dennoch hoher mechanischer Stabilität.