

## Terminator 5'Phosphate-Dependent Exonuclease

Lucigen



**Lucigen**  
Simplifying Genomics

<http://lucigen.com/epibio>

epicentre<sup>®</sup>  
an illumina company

40 Units

Artikel-Nr.: 162370 | Lucigen | Hersteller-Nr.: TER51020

**285,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Verpackung: 40 Units

#### Die Daten:

- **Substrat:** ssDNA oder ssRNA
- **Aktivität:** 5'-3' Exonuklease, die ssDNA oder ssRNA mit 5'-monophosphorilierten Enden verdaut, aber nicht mit 5'-hydroxyl, 5'-triphosphorilierten oder 5'-capped Enden
- **Produkt:** dNMPs oder NMPs
- **Applikationen:** Entfernung von 5'-monophosphorilierter DNA, Primern oder Oligos. Anreicherung von ssDNA oder ssRNA ohne 5'-monophosphat Gruppe
- **Hitze Inaktivierung:** 10 min, 65°C