

AccuGENE 10X TBE Puffer

(0.89 M Tris-Borat, 0.02 M EDTA (Dinatriumsalz)
pH 8.3)



Lonza

1 Liter

Artikel-Nr.: 830843 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50843

74,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 10X

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: TBE Puffer

Verpackung: 1 Liter

Optimale Performance - Puffer für DNA-, RNA- und Proteingelektrophorese

Die Vorteile:

- Zuverlässig – reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Effizient – spart wertvolle Laborzeit
- „High Quality“ – Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei

Lagerbedingungen:

18 °C - 24 °C, 4°C für CE-Puffer