

PocketBloc Thermomixer

Basiseinheit ohne Block



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 551020 | Biozym

1.295,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Spezifikationen PocketBloc Thermomixer (Art Nr.: 551020):

- Temperaturkontrollbereich: RT -14 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h 59 min
- Genauigkeit: <math>< \pm 0,5 \text{ °C}</math> (bis 60 °C), <math>< \pm 1 \text{ °C}</math> (über 60 °C)
- Blockhomogenität: $\pm 0,5 \text{ °C}$ (bis 60 °C), <math>< \pm 1 \text{ °C}</math> (über 60 °C)
- Speicherplätze: 1 Speicherplatz
- Heizung: Peltierelement
- Kühlung: Peltierelement
- Abmessungen: 295 x 265 x 170 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Stromversorgung: 230 V, 125 W
- Kalibrierfähig: ja
- Schüttelgeschwindigkeit: 300 - 1500 rpm
- Amplitude: 3 mm

Beschreibung

Eigenschaften: Kühlfunktion, Mixing, Wechselblock

Kapazität: Mikrotiterplatte, Tubes

Kategorie: Thermomixer

Verpackung: 1 Stück

Handlich, leicht zu bedienen, komfortable Programmierung – und dazu noch so preisgünstig! So könnte man in wenigen Worten die neue PocketBloc Familie beschreiben. Dazu gibt es fünf verschiedene, leicht austauschbare Blockaufsätze für alle Anwendungszwecke. Durch die einfache Ausbaumöglichkeit lassen sich die Blöcke auch hervorragend reinigen und sterilisieren. Das farbige Display mit den großen Ziffern lässt sich gut ablesen; die Einstellung von Zeit und Temperatur sowie Mischgeschwindigkeit (nur Thermomixer) geht einfach von der Hand. Bei den Modellen ohne Mixfunktion stehen außerdem fünf Programmspeicherplätze zur Verfügung, die nacheinander ablaufen können, z.B. wenn Sie nach einer mehrstündigen Reaktion bei höherer Temperatur den Reaktionsansatz gekühlt aufbewahren möchten.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Temperatur und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz
- Wechselblockdesign
- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display
- Leicht, kompakt und preisgünstig