



375 Tests
Artikel-Nr.: 290020 | BioThema

407,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: ATP-Nachweis

Verpackung: 375 Tests

- Messung des Gesamt ATPs
- HS (High Sensitivity) Reagenz
- Extractant B/S extrahiert das ATP aus den meisten Zelltypen
- Detektion von nur 10^{-17} mol ATP (entspricht 5 Bakterienzellen) möglich

In allen Biothema ATP Kits sind die ATP Standards enthalten.

- Kompensieren Variationen in allen analytischen Parametern (pH-Wert Schwankungen, Inhibitoren, Temperatur, etc.) und ermöglichen so die Vergleichbarkeit einzelner Messreihen
- Liegen stabilisiert in flüssiger Form vor (einfache Handhabung)

Kitkomponenten:

375 Assays im Mikrotiterplattenformat (200 ?l)

150 Assays im Tubeformat (1 ml)

- ATP Reagent HS (6 Vials) lyophilisiert, enthält D-Luciferin und Luciferase
- Diluent B 10 ml (6 Vials), zur Rekonstitution des ATP Reagent HS
- Extractant B/S 10 ml (3 Vials)
- ATP Standard 5 ml (1 Vial; 10^{-7} mol/l ATP)