

Spitzen, 1250 µl, farblos, graduiert

(8 x 96 Stück) Reload-System
DNase-, RNasefrei, für 1 ml Pipetten



1 QuickRack à 768 Spitzen
Artikel-Nr.: 721254 | Biozym

38,20 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 QuickRack à 768 Spitzen

Spitzen passend für: alle gängigen 1 ml Pipetten