

Biozym LE Agarose

GARANTIERT



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

500g

Artikel-Nr.: 840004 | Biozym

499,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: 200 bp - 23 kb

Verpackung: 500 g, 500g

Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

Die Vorteile:

- Universalagarose für Ihre Routineelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

Die Daten:

- **Geltemperatur (1.5 %):** 36 +/- 1.5 °C
- **Wassergehalt:** <= 10 %
- **Sulfatgehalt:** <= 0.15 %
- **EEO (-m):** 0.09-0.13
- **Gelstärke (1 %):** >= 1.200 g/cm²
- **DNase- u. RNase-Aktivität:** Nicht nachweisbar

Lagerbedingungen: 18 - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))