

## Biozym LE Agarose

GARANTIERT



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

500g

Artikel-Nr.: 840004 | Biozym

**194,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Applikation:** Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 200 bp - 23 kb

**Verpackung:** 500 g, 500g

**Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren**

**Die Vorteile:**

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

**Die Daten:**

- **Geltemperatur (1.5 %):** 36 +/- 1.5 °C
- **Wassergehalt:** <= 10 %
- **Sulfatgehalt:** <= 0.15 %
- **EEO (-m):** 0.09-0.13
- **Gelstärke (1 %):** >= 1.200 g/cm<sup>2</sup>
- **DNase- u. RNase-Aktivität:** Nicht nachweisbar

**Lagerbedingungen:** 18 - 26 °C

## Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))