

## Biozym LE Agarose

GARANTIERT



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

25 g

Artikel-Nr.: 840001 | Biozym

**59,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 200 bp - 23 kb

**Verpackung:** 25 g

**Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren**

**Die Vorteile:**

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

**Die Daten:**

- Geliertemperatur (1.5 %): 36 +/- 1.5 °C
- Wassergehalt: <= 10 %
- Sulfatgehalt: <= 0.15 % EEO (-m): 0.09-0.13
- Gelstärke (1 %): >= 1.200 g/cm<sup>2</sup>
- DNase- u. RNase-Aktivität: Nicht nachweisbar

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

## Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))