



25 g
Artikel-Nr.: 840011 | Biozym

85,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Serumprotein-/Immun-Elektrophorese, analytische Auftrennung (DNA/RNA/Protein)

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 25 g

Die ideale Wahl für Serumprotein- und Immunelektrophorese

Die Vorteile:

- Durch hohe Gel-Klarheit und minimale unspezifische Bindungen die perfekte Wahl für Ihre Immundiffusionstechniken

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Sichere und einfach Auftrennung von Proteinen