

## Biozym Prep Agarose



25 g  
Artikel-Nr.: 840302 | Biozym

**399,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Einbettung von Zellen, Soft Agarose Klonierung

**Eigenschaften:** Low Melting Point

**Kategorie:** Zellkultur

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** N/A

**Verpackung:** 25 g

**Spezialagarose mit extrem niedrigem Schmelzpunkt**

**Die Vorteile:**

- Ideal für In-Gel Techniken und Zellkulturanwendungen

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

**Typische Anwendungen:**

- Hybridoma Klonierung
- Zellkulturen und Einbettung von Zellen
- Kulturen pflanzlicher Protoplasten