

QuattRotary, L-Version

8x50 ml, 24x15 ml, 32x16-20 mm, 40x10-13 mm

LxBxH = 224 x 112 x 112 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 733030 | Biozym

72,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	10-13 und 16-20 mm
Farbe:	gemischt
Gefäßgröße:	15 ml, 50 ml
Stellplätze:	2, 6, 8, 10
Verpackung:	1 Stück

QuattRotary L für größere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
 - 2 x für 50 ml Gefäße (= 8 Stellplätze)
 - 6 x für 16-20 mm Gefäße (= 24 Stellplätze)
 - 8 x für 15 ml Gefäße (= 32 Stellplätze)
 - 10 x für 10-13 mm Gefäße (= 40 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Maße: 224 x 112 x 112 mm