


QuattRotary, S-Version

24x15ml, 36x1.5/2.0ml, 48x0.5ml, 128x0.2ml

LxBxH = 208 x 100 x 100 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 733035 | Biozym

72,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: gemischt

Gefäßgröße: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 50 ml

Stellplätze: 6, 9, 12, 32

Verpackung: 1 Stück

QuattRotary S für kleinere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
 - 6 x für 15 ml Gefäße (= 24 Stellplätze)
 - 9 x für 1.5/2.0 ml Gefäße (= 36 Stellplätze)
 - 12 x für 0.5/0.6 ml Gefäße (= 48 Stellplätze)
 - 32 x für 0.2 ml Gefäße bzw. 4 x 0.2 ml 8er Strips (= 128 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Jedes Modul farbig
- Maße: 208 x 100 x 100 mm