

## Spitzen, Kapazität 250 µl, gelb

dünnwandig  
DNA-, DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 729070 | Biozym

**25,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | gelb                |
| <b>Filter:</b>                | nein                |
| <b>Länge:</b>                 | normal              |
| <b>Low Binding:</b>           | nein                |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 250 µl              |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | Premium Tips        |
| <b>Sterilität:</b>            | unsteril            |
| <b>Verpackung:</b>            | Beutel à 1000 Stück |

#### Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 und 300 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl