

ComfoRack16, lila

für 60 Gefäße bis zu 16 mm Durchmesser
resistentes Aceto-Polymer, HXBXT 64x296x115 mm



Packung à 2 Stück
Artikel-Nr.: 733161 | Biozym

54,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	16 mm
Farbe:	lila
Stellplätze:	60
Verpackung:	Packung à 2 Stück