

ComfoRack30, grün

für 18 Gefäße bis zu 30 mm Durchmesser
resistentes Aceto-Polymer, HXBXT 64x296x115 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 2 Stück
Artikel-Nr.: 733173 | Biozym

54,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	30 mm
Farbe:	grün
Stellplätze:	18
Verpackung:	Packung à 2 Stück