

## Spitzen, 1200 µl, farblos

für 1200 µl eLine, Picus, Proline, ePet  
DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 721231 | Biozym

**33,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für: Biohit eLine 1200 µl