

Spitzen, 1200 µl, farblos, steril

für 1200 µl eLine, Picus, Proline, ePet
DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 721238 | Biozym

68,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Eigenschaften: | Zubehör Rack |
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Graduierung: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 1250 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Premium Tips |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |