

SafeSeal Tips Premium 5 ml, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei, Gilson mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



2 Racks à 50 Stück
Artikel-Nr.: 693500 | Biozym

102,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	2 Racks à 50 Stück

Filterspitze passend für:

- Gilson P-5000,
- Rainin Pipet-Classic PR5000
- Rainin Pipet-Lite SL-5000

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich

- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen