



BioLegend
From Revvity

500 mL

Artikel-Nr.: B420201 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 420201

72,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICC, ICFC

Format: SOLUTION

Verpackung: 500 ml

Cell Staining Buffer

Clone:

Isotype:

Other_Names: Staining Buffer, Washing Buffer

Size: 500 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: FC, ICC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1494>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>