

## Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)



**BioLegend**  
From Revvity

100 mL

Artikel-Nr.: B421002 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 421002

**76,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICC, ICFC, IHC  
**Format:** SOLUTION  
**Species of Origin:** N/A  
**Verpackung:** 100 ml

Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)

Clone:  
Isotype:  
Other\_Names: Perm/Wash, Permeabilization Buffer  
Size: 100 mL

Reactivity:  
Format: SOLUTION  
App\_Abbrev: ICC, ICFC, IHC  
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1497>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>