

Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX Plus II 0.1 - 2 µl

Increment 0.002 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656011 | Nichiryo

273,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet EX Plus II
Pipettenvolumen: bis 2 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet EX Plus II

Die Chemikalien-resistenten Modelle der Nichipet Pipetten Serie von Nichiryo

- Deutlich erhöhte Haltbarkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Verwendung von Perfluoro O-Ringen, diese zeichnen sich durch einen deutlich geringere Ausdehnungskoeffizienten gegenüber Standard O-Ringen aus
- Höhere Pipettiergenauigkeit durch PTFE Verbau in den Handschalen (Air Seal)
- Komfortables und rutschfestes Grip Design der Handschalen
- Die Pipettierkolben aller EX Plus Modelle werden aus - gegenüber organischen Lösungsmitteln besonders - resistenten Materialien hergestellt
- Verwendung von speziell legierten Federn zur Vermeidung von Metallkorrosionen
- Voll autoklavierbar
- Erhöhte UV Resistenz für dauerhaften Gebrauch unter UV-Benches
- Einfache Kalibration und Justierung durch mitgeliefertes Werkzeug
- "OneTouch Locking" Mechanismus verhindert das versehentliche Verstellen der Pipette
- ISO 8655 Zertifikat

- CE Kennzeichnung
- ISO 14001 und ISO 9001 zertifizierter Hersteller