

Pipette, 1-Kanal, Nichiryo LE 0.5 - 10 µl

Increment 0.02 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656052 | Nichiryo

156,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichiryo LE
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichiryo LE

- Großer Pipettierknopf
- Kraft schonender, leichtgängiger Kolbenhub
- Geringes Gewicht (je nach Modell zwischen nur 83 und 84 Gramm)
- Leichtgängiger Spitzenabwurf
- Deutliche Verringerung von RSI („repetitive strain injury“)
- Großzügig dimensionierte Volumenanzeige
- Aufwandlose Demontage des Spitzenabwerfers möglich
- Überzeugend günstiges Preis-Leistungsverhältnis