

SafeSeal Tips Professional 300 µl XL, steril

Low Binding Technologie, Typ XL, Länge 77.5 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770300 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Professional
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 330 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 77.5 mm Durchmesser
- Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 10µl, 50µl, 100µl, 200µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 8- und 12-Kanal 100µl, 300µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl, 300µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Finnpipette 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl (nicht FII)
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpipette 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit mLIne 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl
- Sartorius/Biohit Proline 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 250µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl
- Socorex Acura 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Socorex Calibra 20µl, 50µl, 100µl, 200µl