

Purified Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa
MG2a-53



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B401502 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 401502

118,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ChIP, FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: MG2a-53
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG2a-53
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, WB, IP, ICC, IHC, FA, ChIP
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2622>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>