

## Spitzen Sartorius 10 ml

Länge Spitze = 161 mm



1 Box à 100 Stück  
Artikel-Nr.: 674100 | Sartorius

**59,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Sartorius
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Box à 100 Stück