

## EasyPhor Elektro-Wet Blot Maxi, 20x20

Stand Alone Blotting System  
inkl. 5 Kassetten, 12 Fasermatten (Pads)



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: 615899 | Biozym

**941,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Stand Alone Blotting System, nicht kombinierbar mit EasyPhor PAGE Systemen

**Format:** 20 x 20 cm

**Kategorie:** Blotting

**Produktlinie:** EasyPhor B

**Produkttyp:** Elektro-Wet Blot Maxi System

**Verpackung:** 1 Stück

#### Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 20 x 20 cm
- Bis zu 5 Blots können parallel bearbeitet werden
- Aufklappbare Blotting Kassetten für einfache Handhabung
- Geeignet für Gele von 0.25 - 3 mm Stärke
- Uniformes elektrisches Feld
- Während des Laufes kann ein Magnetrührer zur gleichmäßigen Pufferverteilung (pH, Temperatur) benutzt werden
- Inklusive Kühlpack

#### Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 24 x 16 x 26 cm
- Maximale Probenkapazität: 5 Blots à 20 x 20 cm oder 20 Blots à 10 x 10 cm
- Puffervolumen: zwischen 4300 ml und 6000 ml