

# QuickExtract DNA Extraction Solution

Lucigen

## QuickExtract®



5 ml

Artikel-Nr.: 101098 | Lucigen | Hersteller-Nr.: QE0905T

**89,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** Allgemein  
**Methode:** Extraktion  
**Nukleinsäure:** genomische DNA  
**Verpackung:** 5 ml

### Schnelle Extraktion von PCR-ready DNA aus beliebigen Ausgangsmaterialien

Die QuickExtract DNA Extraction Solution kann eingesetzt werden, um schnell PCR-ready DNA aus nahezu jedem beliebigen Probenmaterial zu isolieren.

Das einfache 1-Tube Protokoll benötigt nur ca. 3-8 Minuten (abhängig von der eingesetzten Probe). Probenmaterial, das sich damit bearbeiten lässt, umfasst unter anderem Haarfollikel, Zellen von Federkielen, Zellkulturen oder Mäuseschwänze.

### Typische Anwendungen:

- Schnelle und einfache Isolierung von PCR-ready DNA
- Transgenic Maus Genotypisierungen
- Identity Testing
- Virales oder mikrobielles Screening

### Die Vorteile:

- Ungiftig und kostengünstig
- Schnelles Protokoll (im Durchschnitt 8 Minuten)
- Keine Zentrifuge notwendig
- Parallele Bearbeitung einer größeren Probenanzahl einfach möglich