

EasyPhor Semi Dry Blotter 10x10 cm



1 Stück
Artikel-Nr.: 615910 | Biozym

659,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Für Blotgrößen von maximal 8 x 8.5 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: Semi Dry Blotter

Verpackung: 1 Stück

Stabiler, effizienter, im Spritzgussverfahren gefertigter Semi Dry Blotter für Western-, Southern- und Northern-Blotting

Die Vorteile:

- Schnelle Transferzeiten (typischerweise zwischen 15 und 30 min)
- Effizienter Transfer bei niedrigem Puffervolumen
- Einfache Handhabung
- Für Gele von 0,25 - 10 mm Dicke
- Gleichmäßige Temperaturverteilung
- Andruckstärke des Deckels über Schraubsystem anzupassen
- Langlebige Elektroden: Platin beschichtete Anode und Kathode aus Edelstahl

Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 15 x 16,5 x 5,5 cm
- Maximale Probenkapazität: 1 Blot 8 x 8,5 cm
- Puffervolumen: ca. 5 ml