

APC/Cyanine7 anti-human CD62L

Mouse IgG1, kappa
DREG-56



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B304814 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 304814

249,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: DREG-56
Format: APC_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC/Cyanine7 anti-human CD62L

Clone: DREG-56

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: L-selectin, LECAM-1, LAM-1, Leu-8, TQ-1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2866>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>