

PE/Cyanine7 anti-mouse CD62L

Rat IgG2a, kappa
MEL-14



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B104418 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 104418

172,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MEL-14
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine7 anti-mouse CD62L

Clone: MEL-14

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: L-selectin, LECAM-1, Ly-22, LAM-1, MEL-14

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1922>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>