

APC/Cyanine7 anti-mouse CD4

Rat IgG2b, kappa
GK1.5



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B100414 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 100414

172,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: GK1.5
Format: APC_CYANINE7
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

APC/Cyanine7 anti-mouse CD4

Clone: GK1.5
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: L3T4, T4
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1964>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>