

PE anti-mouse CD4

Rat IgG2b, kappa
GK1.5



BioLegend
From Revvity

200 µg
Artikel-Nr.: B100408 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 100408

58,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: GK1.5
Format: PE
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse CD4

Clone: GK1.5
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: L3T4, T4
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=250>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>