

PE/Cyanine7 anti-human CD25

Mouse IgG1, kappa
BC96



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B302612 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 302612

234,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: BC96
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD25

Clone: BC96

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Low affinity IL-2R, IL-2R alpha chain, Tac, p55

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1909>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>