

## APC anti-human CD11c

Mouse IgG1, kappa  
3.9



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B301614 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 301614

**172,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 3.9  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human CD11c

Clone: 3.9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Integrin alphaX subunit, CR4, p150, ITGAX

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: APC

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2865>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>