

PE anti-human CD45RO

Mouse IgG2a, kappa
UCHL1



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B304206 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 304206

88,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: UCHL1
Format: PE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD45RO

Clone: UCHL1
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: CD45RO
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=858>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>