

PE/Cyanine7 Streptavidin



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B405206 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405206

165,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev:FC, ICFC

Format: PE_CYANINE7

Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine7 Streptavidin

Clone:

Isotype:

Other_Names: SAV-PE/Cyanine7

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All Species

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1477>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>