

FITC anti-human CD14

Mouse IgG2a, kappa
M5E2



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B301804 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 301804

93,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: M5E2
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD14

Clone: M5E2
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: LPS receptor
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=794>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>