

APC/Cyanine7 anti-human CD27

Mouse IgG1, kappa
O323



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B302815 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 302815

115,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: O323
Format: APC_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC/Cyanine7 anti-human CD27

Clone: O323
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: S152, T14, TNFRSF7
Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: APC_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3611>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>