

## PE/Cyanine7 anti-human CD19

Mouse IgG1, kappa  
HIB19



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B302216 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 302216

**234,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** HIB19  
**Format:** PE\_CYANINE7  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD19

Clone: HIB19  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: B4  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE\_CYANINE7  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1911>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>