

Alexa Fluor® 488 anti-human CD11b

Mouse IgG1, kappa
ICRF44



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B301317 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 301317

70,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: ICRF44
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD11b

Clone: ICRF44
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Integrin alphaM chain, C3b1R, CR3, Mac-1, Mo1, ITGAM
Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3247>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>