

FITC anti-human CD62P (P-Selectin)

Mouse IgG1, kappa
AK4



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B304904 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 304904

153,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: AK4
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD62P (P-Selectin)

Clone: AK4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: GMP-140, PADGEM
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=593>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>